

Medições frescas

Schmitt, S.

2025-05-14

Protocolo

- Selecione e limpe 5 folhas por indivíduo, removendo o pecíolo
- Rotular as folhas de 1 a 5 com um marcador no lado adaxial (superior)
- Faça 3 medições SPAD no meio da lâmina da folha
- Faça 3 medições de espessura com um micrômetro no meio da lâmina da folha
- Pesar as folhas
- Faça a varredura das folhas com o lado adaxial (superior) em relação à varredura em ordem numérica
- Nomeie o arquivo com o ID da árvore. Salve o arquivo em uma pasta datada (AAAA-MM-DD)
- Coloque as 5 folhas em um primeiro envelope etiquetado com o ID da árvore e a espécie
- Coloque as folhas restantes em um segundo envelope etiquetado com o ID da árvore, a espécie e o código extra
- Pressione os envelopes na prensa do herbário

- Micrômetro
- Pilhas AA
- SPAD
- Pilhas planas
- Tesouras
- Etiquetas
- Lenços de papel
- Lápis Marcadores
- Protocolos

Referências

Material

- Scanner
- Balança de precisão
- Computadores